



Endoskopie ist unsere Welt

## BONASTENT™ für: Oesophagus, Gallengang, Darm



Lasso zum Entfernen des Stents



Innenliegendes Antireflux Ventil

[www.pauldrach-medical.de](http://www.pauldrach-medical.de)

[info@pauldrach.de](mailto:info@pauldrach.de)


### Eigenschaften:

- Druckstabiles Nitinolgeflecht
- Polygones Maschengeflecht
- Atraumatische Stentenden
- Röntgenfeste Marker aus Platin
- Covered und uncovered Stents
- Innenliegendes Antireflux Ventil
- Geflecht optimiert radiale Kräfte
- Kleiner Einführungs-Katheter
- Anti Migration Form
- Verschiedene Durchmesser
- Einfach zu entfernender Stent

### Seit 1977 Produkte für:



Einmalprodukte



Zubehör



Ösophagoskopie



Gastroskopie



Duodenoskopie



Rektoskopie



Sigmoidoskopie



Koloskopie



Desinfektion



Geräte



Bronchoskopie



Reparatur  
Service